

Introduction
The Ergonomic Task Chair complies with the regulations set in SS EN 1335-1 and SS EN 1335-2. It also complies with the Möbelfakta standard as well as MDR (EU) 2017/745.

Service
If you require assistance with the assembly or operation of your Ergonomic Task Chair please contact Support Design or your local dealer. Our staff will assist you in correcting the problem. Please have the serial number from the product label located under the seat before contacting Support Design or your distributor with questions regarding your unit.

Intended purpose
The Ergonomic Task Chair is intended to prevent and alleviate back problems of the user during prolonged static work and to alleviate further back problems in users who already have problems with their back by relieving the back. The device has a variety of special features, e.g. adjustable height, tilt- and swivel function, and can be equipped with accessories, e.g. backrest, armrest, footrest and foot control.

Indications
Prevents and alleviates back problems of the user during prolonged static work and alleviates further back problems in users who already have problems with their back by relieving the back.

Warnings and Contradictions

- Only use original spare parts from Support Design.
- Only use the chair for the intended purpose.
- Never use the chair on surfaces with level differences.
- Never service the chair while it is in use
- Always follow the recommended maintenance and cleaning instructions.
- Risk of shearing or squeezing fingers in moving parts.
- Do not use balance chairs if you have problems with balance.
- In case of an allergic reaction when in direct contact with the Ergonomic Task Chair, stop using the chair and consult a doctor.

Safety
The product should only be used as intended or it might cause injury to persons or product. Necessary knowledge of the product is required before use. No accessories other than those mentioned in this manual may be used. The product should only be repaired by Support Design or by a representative authorised by Support Design. Unauthorized repairs and modifications may result in loss of function, injury and void warranty.

The chair is not approved for use as a passenger seat in any means of transportation and may not be used as such.

No chemical substances listed on ECHA's candidate list of SVHC substances does occur in concentrations above 0.1% by weight.

Any serious incident that has occurred to the user in relation to The Ergonomic Task Chair should be reported to Support Design AB and the competent authority of the Member State in which the user is established

Warranty
We guarantee that your new Support Design product is free from defects in materials or workmanship. This warranty applies only to products purchased directly from Support Design or a Support Design Authorised Retailer. This warranty is valid for 3-5 years and only for the original purchaser and terminates if you transfer, sell or modify your product. Please note that our warranty does not apply to:

- Normal wear and tear
- Failure to assemble, install, or maintain the product according to Support Design's instructions and guidelines (this includes the appliance of substances which may damage the upholstery)
- Fading, discolouration or natural variations occurring in leather and fabric
- Variations occurring in surface materials (for example, colour fastness or matching grains, textures and colours across different surfaces)
- Abuse, misuse, or accident, e.g. scratches or cuts caused by the user.

Cleaning instructions
To get the most out of your chair, we ask you to read the instructions below. Please bear in mind that refraining from following these instructions may affect your warranty.

Genuine Leather
Vacuum often with a soft brush, clean the leather when needed by only using leather cleaning products. Do not expose the leather to strong sunlight or close contact with hot surfaces.

Artificial Leather
The upholstery should be cleaned regularly to maintain its surface and to prevent the build-up of dirt and bacteria. All stains, oil, grease, ink, dirt or other soiling must be washed off immediately to reduce the risk of permanent stains. Use mild soap solution/detergent or special cleaners for fabric plastics to remove stains from the surface. Use together with a damp sponge or a microfibre cloth. Most healthcare disinfectants are also fine to use, provided they are diluted according to the manufacturer's specification. Never use lacquers, abrasives, solvents, hand disinfectants, chloride, wax polish, strong cleaning agents, xylene-based solutions or acetone as these can cause immediate permanent stains on the surface of the woven plastic.

Metal Surfaces
May be cleaned using standard cleaning products. The top part of the gas column must be kept clean and dirt should be removed immediately to avoid permanent damage. If the top part of the gas spring is damaged (deep cuts, no surface scratches), it should be replaced immediately. Castors should be vacuumed and picked from dirt regularly.

Technical Specification

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Load capacity | 130kg |
| Seat heights | 44-92cm (Depending on variant) |
| Weight | 9-17kg (Depending on variant) |
| Foot print | 50-61cm (Depending on variant) |
| Warranty | 5 Years |

Gas columns are available in 3 different heights.

Assembly Instructions
For chair that is not delivered fully assembled, please follow the steps shown in figure 1-3:
1. Insert the five casters into the base.
2. Insert the wide part of the gas column into the base.
3. Place the seat assembly on top of the gas column and press down several times to secure components.

Adjustments
Height Adjustment
Figures 1-8, shows adjustment for seat height. A correct seat height is achieved when there is an open angle between upper body and legs.

Backrest Height Adjustment
Figures 9-12, shows adjustment of the backrest height. The backrest should be adjusted to give a good lumbar support.

Seat Tilt
Figures 13-18, shows the adjustment of the seat tilt. The seat should be tilted slightly forward to achieve an open hip angle.


Backrest Tilt
Figures 19-22, shows the backrest tilt. The backrest should be tilted forward to give a good lumbar support.

Correct seating position
Figures 23-24, shows a correct seating position.


Accessories
The Ergonomic Task Chair can be equipped with a wide range of accessories, shown in figure 28.

Please note: When the Ergonomic Task Chair are equipped with armrests, a base of minimum 600mm is required to ensure stability.


1-3




4-11




12-15




16-21




22-25



26-27



28



Einführung
Der ergonomische Arbeitsstuhl erfüllt die Vorschriften in SS EN 1335-1 und SS EN 1335-2. Er entspricht auch der Möbelfakta-Norm sowie der MDR (EU) 2017/745.

Service
Wenn Sie Hilfe bei der Montage oder Bedienung Ihres ergonomischen Arbeitsstuhls benötigen, wenden Sie sich bitte an Support Design oder Ihren lokalen Händler. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen bei der Behebung des Problems. Bitte halten Sie die Seriennummer des Produkttickets unter dem Sitz bereit, bevor Sie sich mit Fragen zu Ihrem Gerät an Support Design oder Ihren Händler wenden.

Zweckbestimmung
Der ergonomische Arbeitsstuhl soll Rückenprobleme des Benutzers bei längerer statischer Arbeit verhindern und lindern und weitere Rückenprobleme bei Benutzern, die bereits Probleme mit dem Rücken haben, durch Entlastung des Rückens lindern. Der Stuhl verfügt über eine Vielzahl von Besonderheiten, z. B. einstellbare Höhe, Kipp- und Schwenkfunktion, und kann mit Zubehör, z. B. Rückenlehne, Armlehne, Fußlehne und Fußsteuerung, ausgestattet werden.

Indikationen
Verhindert und lindert Rückenprobleme des Benutzers bei längerer statischer Arbeit und lindert weitere Rückenprobleme bei Benutzern, die bereits Probleme mit dem Rücken haben, indem sie den Rücken entlasten.

Warnhinweise und Widersprüche

- Verwenden Sie nur Originalersatzteile von Support Design.
- Verwenden Sie den Stuhl nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie den Stuhl niemals auf Oberflächen mit Höhenunterschieden.
- Nehmen Sie niemals Pflege- und Wartungsarbeiten am Stuhl vor, während dieser in Gebrauch ist.
- Befolgen Sie stets die empfohlenen Wartungs- und Reinigungsanweisungen.
- Gefahr des Scherens oder Quetschens von Fingern in beweglichen Teilen.
- Verwenden Sie keine Balancesitze, wenn Sie Probleme mit dem Gleichgewicht haben.
- Im Falle einer allergischen Reaktion bei direktem Kontakt mit dem Ergonomie-Arbeitsstuhl beenden Sie die Nutzung des Stuhls absetzen und konsultieren Sie einen Arzt.

Sicherheit
Das Produkt darf nur wie vorgesehen verwendet werden, da dies Personen- oder Sachschäden verursachen kann. Erforderliche Kenntnisse des Produkts sind vor der Verwendung erforderlich. Es dürfen keine anderen Zubehörteile als die in diesem Handbuch genannten verwendet werden. Das Produkt darf nur durch Support Design oder durch einen von Support Design autorisierten Vertreter repariert werden. Unbefugte Reparaturen und Änderungen können zu Funktionsverlust, Verletzungen und zum Erlöschen der Garantie führen.

Höhenverstellung
Abbildungen 4-11 zeigen die Einstellung der Sitzhöhe. Eine korrekte Sitzhöhe wird erreicht, wenn ein offener Winkel zwischen Oberkörper und Beinen besteht.

Einstellung der Rückenlehnenhöhe
Abbildungen 12-15 zeigen die Einstellung der Rückenlehnenhöhe. Die Rückenlehne sollte angepasst werden, um eine gute Lendenwirbelstütze zu bieten.

Sitzneigung
Abbildungen 16-21 zeigen die Einstellung der Sitzneigung. Der Sitz sollte leicht nach vorne geneigt werden, um einen offenen Hüftwinkel zu erreichen.

Neigung der Rückenlehne
Abbildungen 22-25 zeigen die Neigung der Rückenlehne. Die Rückenlehne sollte nach vorne geneigt werden, um eine gute Lendenwirbelstütze zu erhalten.

Richtige Sitzposition
Abbildungen 26-27 zeigen eine korrekte Sitzposition.

Zubehör
Der ergonomische Arbeitsstuhl kann mit einer Vielzahl von Zubehörteilen ausgestattet werden, wie in Abbildung 28 dargestellt.

Bitte beachten Sie: Wenn der ergonomische Arbeitsstuhl mit Armlehnen ausgestattet ist, ist eine Basis von mindestens 600 mm erforderlich, um Stabilität zu gewährleisten.

Pflegehinweise
Um möglichst lange Freude an Ihrem Stuhl zu haben, bitten wir Sie, die nachstehenden Anweisungen zu lesen. Bitte beachten Sie, dass die Nichtbeachtung dieser Anweisungen Ihre Garantie beeinträchtigen kann.

Echtes Leder
Die Polster sollten regelmäßig gereinigt werden, um ihre Oberfläche zu erhalten und Schmutz- und Bakterienansammlungen zu vermeiden. Alle Flecken, Öl, Fett, Tinte, Schmutz oder andere Verunreinigungen sollten sofort abgewaschen werden, um das Risiko dauerhafter Flecken zu verringern. Verwenden Sie milde Seifenlösung/Reinigungsmittel oder spezielle Reinigungsmittel für Kunstfasern, um Flecken von der Oberfläche zu entfernen. Zusammen mit einem feuchten Schwamm oder einem Mikrofasertuch verwenden. Die meisten medizinischen Desinfektionsmittel sind ebenfalls einsetzbar, vorausgesetzt, sie werden gemäß den Herstellerspezifikationen verdünnt. Niemals Lacke, Scheuermittel, Lösungsmittel, Handdesinfektionsmittel, Chlorid, Wachsputz, starke Reinigungsmittel, Lösungen auf Xylolbasis oder Aceton verwenden, da diese unmittelbare bleibende Flecken auf der Oberfläche des Kunststoffgewebes verursachen können.

Kunstleder
Die Polster sollten regelmäßig gereinigt werden, um ihre Oberfläche zu erhalten und Schmutz- und Bakterienansammlungen zu vermeiden. Alle Flecken, Öl, Fett, Tinte, Schmutz oder andere Verunreinigungen sollten sofort abgewaschen werden, um das Risiko dauerhafter Flecken zu verringern. Verwenden Sie milde Seifenlösung/Reinigungsmittel oder spezielle Reinigungsmittel für Kunstfasern, um Flecken von der Oberfläche zu entfernen. Zusammen mit einem feuchten Schwamm oder einem Mikrofasertuch verwenden. Die meisten medizinischen Desinfektionsmittel sind ebenfalls einsetzbar, vorausgesetzt, sie werden gemäß den Herstellerspezifikationen verdünnt. Niemals Lacke, Scheuermittel, Lösungsmittel, Handdesinfektionsmittel, Chlorid, Wachsputz, starke Reinigungsmittel, Lösungen auf Xylolbasis oder Aceton verwenden, da diese unmittelbare bleibende Flecken auf der Oberfläche des Kunststoffgewebes verursachen können.

Metalloberflächen
Kann mit Standardreinigungsmittel gereinigt werden. Der obere Teil der Gasdruckfeder muss sauber gehalten werden, und Verschmutzungen sollten sofort entfernt werden, um dauerhafte Schäden zu vermeiden. Wenn der obere Teil der Gasdruckfeder beschädigt ist (tiefe Schnitte, keine Kratzer auf der Oberfläche), sollte sie sofort ersetzt werden. Rollen sollten regelmäßig gesaugt und von Verunreinigungen befreit werden.

Technische Spezifikation

| | |
|----------------|---|
| Tragfähigkeit | 130 kg |
| Sitzhöhen | 44-92 cm (je nach Ausführung) |
| Gewicht | 7-17 kg (je nach Ausführung) |
| Stellfläche | 50-61 cm (je nach Ausführung) |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gasdruckfedern | sind in 3 verschiedenen Höhen erhältlich. |

Montageanleitung
Für Stühle, die nicht vollständig montiert geliefert werden, befolgen Sie bitte die Schritte in Abbildung 1-3:
1. Setzen Sie die fünf (5) Rollen in das Unterteil ein.
2. Führen Sie den breiten Teil der Gasdruckfeder in das Unterteil ein.
3. Setzen Sie die Sitzbaugruppe auf die Gasdruckfeder und drücken Sie sie mehrmals nach unten, um die Komponenten zu verriegeln.

Anpassungen

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
|  |  | | |
| <p>Ergonomic Task Chair</p> <p>Support Design AB Brårudsallén 6 686 33 Sunne Sweden p: +46 565 12280 e: info@supportdesign.se w:www.supportdesign.se</p> | | | |
| <p>Mode d'emploi</p> <p>rev.10 2024-09-20</p> | | | |

Introduction

Chaise de travail ergonomique conforme aux réglemen-tations définies dans les normes SS EN 1335-1 et SS EN 1335-2. Elle est également conforme à la norme Möbel-fakta ainsi qu’au MDR (UE) 2017/745.

Service


Si vous avez besoin d'aide pour l'assemblage ou pour comprendre le fonctionnement de votre chaise de travail ergonomique, veuillez contacter notre service d'assistance technique ou votre revendeur local. Notre personnel vous aidera à résoudre le problème. Veuillez avoir à disposition le numéro de série de l'étiquette du produit, située sous le siège, avant de contacter Support Design ou votre distri-buteur pour toute question concernant votre unité.


Usage prévu

La chaise de travail ergonomique est conçue pour prévenir et atténuer les problèmes de dos de l'utilisateur pendant une période de travail statique prolongée, ainsi que pour atténuer les problèmes de dos chez les utilisateurs souffrant déjà de ces problèmes en soulageant leur dos. L'appareil dispose d'une variété de caractéristiques spéciales, par ex. une hauteur réglable, une fonction d'inclinaison et de pivotement, et peut être équipé d'accessoires, par ex. dossier, accoudoir, repose-pied et pédale de commande.

Indications

Préviend et atténue les problèmes de dos de l'utilisateur pendant les périodes de travail statique prolongées et atténue les problèmes de dos chez les utilisateurs souffrant déjà de ces problèmes en soulageant leur dos.

| | |
|--|--|
|  | |
| Avertissements et contre-indications | |
| <ul style="list-style-type: none">utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine de Support Design ; la chaise ne peut être utilisée que dans le cadre de l'usage prévu ; n'utilisez jamais la chaise sur des surfaces présen-tant des différences de niveau ; ne jamais entretenir la chaise pendant son utilisation; suivez toujours les instructions d'entretien et de nettoyage recommandées ; risque de cisaillement ou de pincement des doigts dans les pièces pouvant bouger ; n'utilisez pas de chaise d'équilibre si vous avez des problèmes d'équilibre ; en cas de réaction allergique au contact direct avec la chaise ergonomique, cessez de l'utiliser et consultez un médecin. | |

| | |
|--|--|
|  | |
| Avertissements et contre-indications | |
| <ul style="list-style-type: none">utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine de Support Design ; la chaise ne peut être utilisée que dans le cadre de l'usage prévu ; n'utilisez jamais la chaise sur des surfaces présen-tant des différences de niveau ; ne jamais entretenir la chaise pendant son utilisation; suivez toujours les instructions d'entretien et de nettoyage recommandées ; risque de cisaillement ou de pincement des doigts dans les pièces pouvant bouger ; n'utilisez pas de chaise d'équilibre si vous avez des problèmes d'équilibre ; en cas de réaction allergique au contact direct avec la chaise ergonomique, cessez de l'utiliser et consultez un médecin. | |

Sécurité

Le produit ne doit être utilisé que comme prévu, sous peine de causer des blessures aux personnes ou d'endomma-ger le produit. Une connaissance nécessaire du produit est requise avant utilisation. Aucun accessoire autre que ceux mentionnés dans ce manuel ne peut être utilisé. Le produit ne doit être réparé que par Support Design ou par un représentant autorisé par Support Design. Les réparations et modifications non autorisées peuvent entraîner une perte de fonctionnement, des blessures et annuler la garantie. La chaise n'est pas approuvée pour être utilisée comme siège passager dans aucun moyen de transport et ne peut pas être utilisée en tant que telle.

Aucune substance chimique figurant sur la liste candidate des substances SVHC de l'ECHA n'est présente à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.







Tout incident grave survenu chez l'utilisateur en lien avec la chaise ergonomique doit être signalé à Support Design AB et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi.

Garantie

Nous garantissons que votre nouveau produit Support Design est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication. Cette garantie s'applique uniquement aux produits achetés directement auprès de Support Design ou d'un revendeur agréé Support Design. Cette garantie est valable pendant 3-5 ans et uniquement pour l'acheteur initial et prend fin si vous transférez, vendez ou modifiez votre produit. Veuillez noter que notre garantie ne s'applique pas à :

- l'usure normale ;
- le défaut d'assemblage, d'installation ou d'entretien du produit conformément aux instructions et directives de Support Design (y compris l'utilisa-tion de substances susceptibles d'endommager le revêtement) ;
- la décoloration, l'altération de la couleur ou les variations naturelles du cuir et du tissu ;
- les variations des matériaux de surface (par exem-ple, la solidité des couleurs ou la concordance des grains, des textures et des couleurs sur différentes surfaces) ;
- les abus, les utilisations non prévues ou les accidents, par exemple les rayures ou les coupures causées par l'utilisateur.

| | | | |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
|  |  | | |
| <p>Ergonomic Task Chair</p> <p>Support Design AB Brårudsallén 6 686 33 Sunne Sweden p: +46 565 12280 e: info@supportdesign.se w:www.supportdesign.se</p> | | | |
| <p>Istruzioni per l'uso</p> <p>rev.10 2024-09-20</p> | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
|  |  | | |
| <p>Ergonomic Task Chair</p> <p>Support Design AB Brårudsallén 6 686 33 Sunne Sweden p: +46 565 12280 e: info@supportdesign.se w:www.supportdesign.se</p> | | | |
| <p>Istruzioni per l'uso</p> <p>rev.10 2024-09-20</p> | | | |

Introduzione

La sedia ergonomica è conforme alle normative SS EN 1335-1 e SS EN 1335-2. È inoltre conforme allo standard Möbelfakta e MDR (UE) 2017/745.

Assistenza


Se si necessita di assistenza per il montaggio o il funzio-namento della sedia da lavoro ergonomica, contatare Support Design o il proprio rivenditore locale. Il nostro personale sarà lieto di assistere per risolvere il problema. Si prega di avere il numero di serie dell'etichetta del pro-dotto situata sotto alla sedia prima di contattare Support Design o il proprio distributore per domanda relative alla sedia.


La tappezzeria deve essere pulita regolarmente per man-tenere la sua superficie e prevenire l'accumulo di sporco e batteri.


La sedia ergonomica è pensata per prevenire e alleviare i problemi alla schiena dell'utilizzatore durante lavori stati-ci prolungati e per alleviare ulteriori problemi alla schiena in utilizzatori che soffrono già di problemi alla schiena. Il dispositivo è dotato di una varietà di caratteristiche speci-ali, ad esempio altezza regolabile, funzione di inclinazione e rotazione, e può essere dotato di accessori, ad esempo schienale, bracciolo, poggiaiedi e comando a pedale.

Indicazioni

Previene e allevia i problemi alla schiena dell'utilizzatore durante lavori statici prolungati e allevia ulteriori problemi alla schiena in utilizzatori che soffrono già di problemi alla schiena.


| | |
|--|--|
|  | |
| Avvertenze e controindicazioni | |
| <ul style="list-style-type: none">Utilizzare solo parti di ricambio originali di Support Design ; Utilizzare la sedia solo per lo scopo previsto. Non utilizzare mai la sedia su superfici irregolari. Non riparare mai la sedia mentre è in uso. Seguire sempre le istruzioni di manutenzione e di pulizia raccomandate. Rischio di taglio o schiacciamento delle dita toccan-do le parti in movimento. Non utilizzare sedie con bilanciere se si hanno problemi di equilibrio. In caso di reazione allergica a contatto diretto con la sedia ergonomica, interromperne l'uso e consultare un medico. | |

| | |
|--|--|
|  | |
| Avvertenze e contraddicazioni | |
| <ul style="list-style-type: none">Utilizzare solo parti di ricambio originali di Support Design ; Utilizzare la sedia solo per lo scopo previsto. Non utilizzare mai la sedia su superfici irregolari. Non riparare mai la sedia mentre è in uso. Seguire sempre le istruzioni di manutenzione e di pulizia raccomandate. Rischio di taglio o schiacciamento delle dita toccan-do le parti in movimento. Non utilizzare sedie con bilanciere se si hanno problemi di equilibrio. In caso di reazione allergica a contatto diretto con la sedia ergonomica, interromperne l'uso e consultare un medico. | |

| | |
|--|--|
|  | |
| Avvertenze e contraddicazioni | |
| <ul style="list-style-type: none">Utilizzare solo parti di ricambio originali di Support Design ; Utilizzare la sedia solo per lo scopo previsto. Non utilizzare mai la sedia su superfici irregolari. Non riparare mai la sedia mentre è in uso. Seguire sempre le istruzioni di manutenzione e di pulizia raccomandate. Rischio di taglio o schiacciamento delle dita toccan-do le parti in movimento. Non utilizzare sedie con bilanciere se si hanno problemi di equilibrio. In caso di reazione allergica a contatto diretto con la sedia ergonomica, interromperne l'uso e consultare un medico. | |

Nessuna delle sostanze chimiche elencate nella lista delle sostanze SVHC dell'ECHA è presente in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Qualsiasi incidente in cui è rimasto coinvolto l'utilizzatore in relazione alla sedia ergonomica deve essere segnalato a Support Design AB e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore.







| | |
|--|--|
|  | |
| Avvertenze e contraddicazioni | |
| <ul style="list-style-type: none">Utilizzare solo parti di ricambio originali di Support Design ; Utilizzare la sedia solo per lo scopo previsto. Non utilizzare mai la sedia su superfici irregolari. Non riparare mai la sedia mentre è in uso. Seguire sempre le istruzioni di manutenzione e di pulizia raccomandate. Rischio di taglio o schiacciamento delle dita toccan-do le parti in movimento. Non utilizzare sedie con bilanciere se si hanno problemi di equilibrio. In caso di reazione allergica a contatto diretto con la sedia ergonomica, interromperne l'uso e consultare un medico. | |

Le molle a gas sono disponibili in 3 diverse altezze.

- Normale usura
- Mancato montaggio, installazione o manutenzione del prodotto secondo le istruzioni e le linee guida di Support Design (ciò include l'applicazione di sostanze che possono danneggiare il rivestimento)
- Sbiadimento, scolorimento o variazioni naturali che si verificano nella pelle e nel tessuto
- Variazioni che si verificano nei materiali della superficie (ad esempio, solidità del colore o abbinamento di venature, trame e colori su superfici diverse)
- Abuso, uso improprio o incidente, ad es. graffi o tagli causati dall'utilizzatore.

Nota: se la sedia ergonomica è dotata di braccioli, è necessaria una base di almeno 600 mm per garantire la stabilità.

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
|  |  | | |
| <p>Ergonomic Task Chair</p> <p>Support Design AB Brårudsallén 6 686 33 Sunne Sweden p: +46 565 12280 e: info@supportdesign.se w:www.supportdesign.se</p> | | | |
| <p>Instrucciones de uso</p> <p>rev.10 2024-09-20</p> | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
|  |  | | |
| <p>Ergonomic Task Chair</p> <p>Support Design AB Brårudsallén 6 686 33 Sunne Sweden p: +46 565 12280 e: info@supportdesign.se w:www.supportdesign.se</p> | | | |
| <p>Instrucciones de uso</p> <p>rev.10 2024-09-20</p> | | | |

Introducción

La silla ergonómica para tareas cumple con las regula-ciones establecidas en SS EN 1335-1 y SS EN 1335-2. También cumple con la norma Möbelfakta, así como con el RPS (UE) 2017/745.

Servicio


Si necesita ayuda con el montaje o el funcionamiento de su silla ergonómica para tareas, póngase en contacto con el departamento de diseño de asistencia o con su distribuidor local. Nuestro personal le ayudará a corregir el problema. Tenga el número de serie de la etiqueta del producto situa-da debajo del asiento antes de ponerse en contacto con el departamento de diseño de soporte o con su distribuidor si tiene preguntas sobre su unidad.


Finalidad prevista


La silla ergonómica para tareas está diseñada para preven-ir y aliviar problemas de espalda del usuario durante el trabajo estático prolongado y para aliviar más problemas de espalda en usuarios que ya tienen problemas de espalda al proporcionar un adecuado alivio para la espalda. El dispositivo cuenta con una serie de características especiales, como altura ajustable, función de inclinación y giro, y puede equiparse con accesorios, como respaldo, reposabrazos, reposapiés y pedal de control.

Indicaciones

Evita y alivia los problemas de espalda del usuario durante el trabajo estático prolongado y alivia los problemas de es-palda en los usuarios que ya tienen problemas de espalda al proporcionar un adecuado alivio para la espalda.

| | |
|--|--|
|  | |
| Advertencias y contradicciones | |
| <ul style="list-style-type: none">Utilice únicamente piezas de repuesto originales del diseño de soporte. Utilice la silla únicamente para el fin previsto. Nunca utilice la silla en superficies con diferencias de nivel. Nunca realice el mantenimiento de la silla mientras esté en uso Siga siempre las instrucciones de mantenimiento y limpieza recomendadas. Riesgo de cizallamiento o compresión de los dedos en las piezas móviles. No use sillas de equilibrio si tiene problemas con el equilibrio. En caso de reacción alérgica cuando esté en contacto directo con la silla ergonómica para tareas, deje de utilizar la silla y consulte a un médico. | |


| | |
|--|--|
|  | |
| Advertencias y contradicciones | |
| <ul style="list-style-type: none">Utilice únicamente piezas de repuesto originales del diseño de soporte. Utilice la silla únicamente para el fin previsto. Nunca utilice la silla en superficies con diferencias de nivel. Nunca realice el mantenimiento de la silla mientras esté en uso Siga siempre las instrucciones de mantenimiento y limpieza recomendadas. Riesgo de cizallamiento o compresión de los dedos en las piezas móviles. No use sillas de equilibrio si tiene problemas con el equilibrio. En caso de reacción alérgica cuando esté en contacto directo con la silla ergonómica para tareas, deje de utilizar la silla y consulte a un médico. | |

| | |
|--|--|
|  | |
| Advertencias y contradicciones | |
| <ul style="list-style-type: none">Utilice únicamente piezas de repuesto originales del diseño de soporte. Utilice la silla únicamente para el fin previsto. Nunca utilice la silla en superficies con diferencias de nivel. Nunca realice el mantenimiento de la silla mientras esté en uso Siga siempre las instrucciones de mantenimiento y limpieza recomendadas. Riesgo de cizallamiento o compresión de los dedos en las piezas móviles. No use sillas de equilibrio si tiene problemas con el equilibrio. En caso de reacción alérgica cuando esté en contacto directo con la silla ergonómica para tareas, deje de utilizar la silla y consulte a un médico. | |

La silla no está aprobada para su uso como asiento de pa-sajero en ningún medio de transporte y no puede utilizarse como tal.







Ninguna sustancia química incluida en la lista de sus-tancias candidatas de la ECHA de SVHC se produce en concentraciones superiores al 0,1 % en peso.

Cualquier incidente grave que le haya ocurrido al usuario en relación con la silla de tareas ergonómica debe notifi-carse a Support Design AB y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario.

| | |
|--|--|
|  | |
| Advertencias y contradicciones | |
| <ul style="list-style-type: none">Utilice únicamente piezas de repuesto originales del diseño de soporte. Utilice la silla únicamente para el fin previsto. Nunca utilice la silla en superficies con diferencias de nivel. Nunca realice el mantenimiento de la silla mientras esté en uso Siga siempre las instrucciones de mantenimiento y limpieza recomendadas. Riesgo de cizallamiento o compresión de los dedos en las piezas móviles. No use sillas de equilibrio si tiene problemas con el equilibrio. En caso de reacción alérgica cuando esté en contacto directo con la silla ergonómica para tareas, deje de utilizar la silla y consulte a un médico. | |

- Desgaste normal
- No montar, instalar o mantener el producto de acu-erdo con las instrucciones y directrices del diseño de soporte (esto incluye la aplicación de sustancias que pueden dañar la tapicería)
- Destendido, decoloración o variaciones naturales que se producen en el cuero y el tejido
- Variaciones que se producen en los materiales de la superficie (por ejemplo, coloración o granos, textu-ras y colores a juego en diferentes superficies)
- Abuso, uso indebido o accidente, p. ej., arañazos o cortes causados por el usuario.

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
|  |  | | |
| <p>Ergonomic Task Chair</p> <p>Support Design AB Brårudsallén 6 686 33 Sunne Sweden p: +46 565 12280 e: info@supportdesign.se w:www.supportdesign.se</p> | | | |
| <p>Gebruiksaanwijzing</p> <p>rev.10 2024-09-20</p> | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
|  |  | | |
| <p>Ergonomic Task Chair</p> <p>Support Design AB Brårudsallén 6 686 33 Sunne Sweden p: +46 565 12280 e: info@supportdesign.se w:www.supportdesign.se</p> | | | |
| <p>Instructies voor reiniging</p> <p>rev.10 2024-09-20</p> | | | |

Introducție

De ergonomische bureaustool voldoet aan de voorschriften van SS EN 1335-1 en SS EN 1335-2. Het voldoet ook aan de Möbelfakta-norm en MDR (EU) 2017/745.

Service


Als u hulp nodig hebt bij de montage of het gebruik van uw ergonomische bureaustool, neem dan contact op met Support Design of uw plaatselijke dealer. Ons personeel zal u helpen bij het oplossen van het probleem. Zorg dat u het serienummer van het productlabel onder de zitting heeft voordat u contact opneemt met Support Design of uw distributeur als u vragen hebt over uw unit.


Beoogd doel


De ergonomische bureaustool is ontworpen om rugklach-ten van de gebruiker te voorkomen en te verlichten tijdens langdurig uitvoeren van statische werkzaamheden en om verdere rugklachten te verlichten bij gebruikers die al rug-klachten hebben door de rug te ontlasten. Het hulpmiddel heeft verschillende speciale functies, waaronder een in hoogte verstelbare, kantel- en draaifunctie. Bovendien kan het worden uitgerust met accessoires, zoals een rugleu-ning, armléuning, voetensteun en voetschakelaar.

Indicaties

Voorkomt en verlicht rugproblemen van de gebruiker tijdens langdurige werkzaamheden in statische positie en verlicht verdere rugproblemen bij gebruikers die al rugproblemen hebben door de rug te ontlasten.

| | |
|--|--|
|  | |
| Waarschuwingen en contradicties | |
| <ul style="list-style-type: none">Gebruik alleen originele reserveonderdelen van Support Design ; Gebruik de stoel alleen voor het beoogde doel. Gebruik de stoel nooit op oppervlakken met hori-zontale verschillen. Onderhoud de stoel nooit terwijl deze in gebruik is Volg altijd de aanbevolen onderhouds- en rein-i-gingsinstructies. Risico op breken of knellen van vingers in bewegende onderdelen. Gebruik geen balansstoelen als u problemen met uw evenwicht hebt. Stop met het gebruik van de ergonomische burea-ustool in geval van een allergische reactie bij direct contact met de bureaustool en raadpleeg een arts. | |

| | |
|--|--|
|  | |
| Waarschuwingen en contradicties | |
| <ul style="list-style-type: none">Gebruik alleen originele reserveonderdelen van Support Design ; Gebruik de stoel alleen voor het beoogde doel. Gebruik de stoel nooit op oppervlakken met hori-zontale verschillen. Onderhoud de stoel nooit terwijl deze in gebruik is Volg altijd de aanbevolen onderhouds- en rein-i-gingsinstructies. Risico op breken of knellen van vingers in bewegende onderdelen. Gebruik geen balansstoelen als u problemen met uw evenwicht hebt. Stop met het gebruik van de ergonomische burea-ustool in geval van een allergische reactie bij direct contact met de bureaustool en raadpleeg een arts. | |

| | |
|--|--|
|  | |
| Waarschuwingen en contradicties | |
| <ul style="list-style-type: none">Gebruik alleen originele reserveonderdelen van Support Design ; Gebruik de stoel alleen voor het beoogde doel. Gebruik de stoel nooit op oppervlakken met hori-zontale verschillen. Onderhoud de stoel nooit terwijl deze in gebruik is Volg altijd de aanbevolen onderhouds- en rein-i-gingsinstructies. Risico op breken of knellen van vingers in bewegende onderdelen. Gebruik geen balansstoelen als u problemen met uw evenwicht hebt. Stop met het gebruik van de ergonomische burea-ustool in geval van een allergische reactie bij direct contact met de bureaustool en raadpleeg een arts. | |

De stoel is niet goedgekeurd voor gebruik als passa-gierstoel in enig vervoermiddel en mag niet als zodanig worden gebruikt.

Er komen geen chemische stoffen voor die vermeld staan op de kandidaat-lijst van SVHC-stoffen van ECHA, in concentraties van meer dan 0,1 gewichtsprocent.

Elk ernstig incident dat de gebruiker is overkomen in verband met de ergonomische bureaustool moet worden gemeld aan Support Design AB en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

| | |
|--|--|
|  | |
| Advertencias y contradicciones | |
| <ul style="list-style-type: none">Utilice únicamente piezas de repuesto originales del diseño de soporte. Utilice la silla únicamente para el fin previsto. Nunca utilice la silla en superficies con diferencias de nivel. Nunca realice el mantenimiento de la silla mientras esté en uso Siga siempre las instrucciones de mantenimiento y limpieza recomendadas. Riesgo de cizallamiento o compresión de los dedos en las piezas móviles. No use sillas de equilibrio si tiene problemas con el equilibrio. En caso de reacción alérgica cuando esté en contacto directo con la silla ergonómica para tareas, deje de utilizar la silla y consulte a un médico. | |

La silla no está aprobada para su uso como asiento de pa-sajero en ningún medio de transporte y no puede utilizarse como tal.

Ninguna sustancia química incluida en la lista de sus-tancias candidatas de la ECHA de SVHC se produce en concentraciones superiores al 0,1 % en peso.

Cualquier incidente grave que le haya ocurrido al usuario en relación con la silla de tareas ergonómica debe notifi-carse a Support Design AB y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario.

Nota: se la sedia ergonomica è dotata di braccioli, è necessaria una base di almeno 600 mm per garantire la stabilità.

Instructies voor reiniging

Om optimaal gebruik te maken van uw stoel, vragen wij u mee de onderstaande instructies te lezen. Houd er rekening mee dat het niet opvolgen van deze instructies van invloed kan zijn op uw garantie.

Echt leer

Stofzuig vaak met een zachte borstel, reinig het leer wanneer dat nodig is door alleen leerreinigingsproducten te gebruiken. Stel het leer niet bloot aan sterk zonlicht of nauw contact met hete oppervlakken.

Kunstleer

De bekleding moet regelmatig worden gereinigd om het oppervlak te behouden en om ophoping van vuil en bacteriën te voorkomen. Alle vlekken, olie, vet, inkt, vuil of ander vuil moeten onmiddellijk worden afgewassen om het risico op blijvende vlekken te verminderen. Gebruik een milde zeepoplossing/schoonmaakmiddel of speciale reinigingsmiddelen voor stoffen kunststoffen en vlekken van het oppervlak te verwijderen. Gebruik samen met een vochtige spons of een microvezeldoek. De meeste desinfectiemiddelen voor de gezondheidszorg zijn ook prima te gebruiken, mits ze verdund zijn volgens de specificaties van de fabrikant. Gebruik nooit lak, schuurmid-delen, oplosmiddelen, handdesinfectiemiddelen, chloride, boenwas, sterke schoonmaakmiddelen, oplossingen op basis van xyleen of aceton, omdat deze onmiddellijk permanente vlekken op het oppervlak van het geweven plastic kunnen veroorzaken.

Metalen oppervlakken

Kan worden gereinigd met standaard reinigingsproducten. Het bovenste deel van de gaskolm moet schoon worden gehouden en vuil moet onmiddellijk worden verwijderd om permanente schade te voorkomen. Als het bovenste deel van de gasveer beschadigd is (diepe sneden, geen op-ervlakkige krassen), moet deze onmiddellijk vervangen worden. De zwenkwielen moeten regelmatig gestofzuigd en van